

Anti-Vglut1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9P2U7

Artikelnummer: CM0020903

Einführung

Polyklonaler VGLUT1-Kaninchenantikörper für WB-, IF-P- und ELISA-Anwendungen. Validiert in Mensch, Maus und Ratte. Richtet sich gegen den vesikulären Glutamatransporter 1 (SLC17A7) für die neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VGLUT1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	BNPI; VGLUT1; SLC17A7
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	57030
GeneID	57030
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen VGLUT1 (NP_064705.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P2U7
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Kühlakku