


Anti-Vhl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40337

Artikelnummer: CM0022103



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen das humane VHL-Tumorsuppressorprotein. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Ubiquitinierung und zum HIF-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VHL Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RCA1; VHL1; pVHL; HRCA1; VHL
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7428
Gen-ID	7428
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem VHL (NP_937799.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P40337
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel