


Anti-Vhl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40337

Artikelnummer: CM0017122



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen VHL (pVHL, RCA1). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für HIF-Signalweg- und Tumorsuppressionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VHL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RCA1; VHL1; pVHL; HRCA1; VHL
Spezies	Human
GeneID (Human)	7428
GeneID	7428
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 87-186 von humanem VHL (NP_000542.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P40337
Protein-Gewicht	24 kDa
Versand	Eistüte