

Anti-Biii-Tubulin Monoklonaler Antikörper Für If, Ihc, Elisa - Q13509

Artikelnummer: CM0002273



Einführung

Maus-monoklonaler Antikörper gegen humanes TUBB3 (β III-Tubulin, Q13509). Validiert für IF, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unentbehrlich für die Erforschung von neuronaler Entwicklung, Axonlenkung und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	β III-Tubulin Maus mAk
Bemerkungen/Alias	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; [KD validiert] β III-Tubulin
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10381
GeneID	10381
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 40-260 des menschlichen TUBB3 (Q13509) enthält.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13509
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel