

Anti-Biii-Tubulin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc-P, Elisa - Q13509

Artikelnummer: CM0003139



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes β III-Tubulin (TUBB3), validiert für WB, IF, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschaften und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	β III-Tubulin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; β III-Tubulin
Spezies	Human
GeneID (Human)	10381
GeneID	10381
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13509
Protein-Gewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel