

Anti-Biii-Tubulin (Tubb3) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If, Ihc, Elisa - Q13509

Artikelnummer: CM0007312



Einführung

KO validierter anti- β III-Tubulin Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, IF, IHC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Studien zu Axonleitung und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] β III-Tubulin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	CDCBM, FEOM3, TUBB4, CDCBM1, CFEOM3, beta-4, CFEOM3A, Tubulin beta-3 Kette, Tubulin beta-4 Kette, Tubulin beta-III
Art	Mensch
GenID (Mensch)	10381
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 351-450 von β III-Tubulin (NP_006077.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13509
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel