

Anti-βIII-Tubulin (Tubb3) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13509

Artikelnummer: CM0022127



Einführung

βIII-Tubulin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA in humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für Studien zu Mikrotubuli-Dynamik, neuronaler Entwicklung und als Tumormarker. 50kDa - Q13509.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	βIII-Tubulin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; βIII-Tubulin
Spezies	Human
GeneID (human)	10381
GeneID	10381
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 40-260 von humanem βIII-Tubulin/β3-Tubulin (NP_006077.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13509
Proteingewicht	50kDa
Versand	Kühltasche