

Anti-Villin-1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09327

Artikelnummer: CM0006757



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Villin-1, validiert für Anwendungen WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Aktindynamik, Epithelzellbiologie und Mikrovillusstruktur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Villin1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	VIL; D2S1471; Villin1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7429
GenID	7429
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-827 von humanem Villin1 (NP_009058.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09327
Proteingewicht	93 kDa
Versand	Eisbeutel