

Anti-Villin-Ähnliches Protein (Vill) Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O15195

Artikelnummer: CM0014913

Einführung

CamelBio bietet VILL Rabbit pAb, einen polyklonalen Antikörper, der für WB, IF/ICC und ELISA validiert ist. Reagiert mit humanem, murinem und ratten Villin-ähnlichem Protein, einem potenziellen Tumorsuppressor. Ideal für Krebsforschung und Zytoskelettstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VILL Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	VILL
Spezies	Human
GeneID (human)	50853
GeneID	50853
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 637-856 des humanen VILL (NP_056957.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O15195
Proteingewicht	96kDa
Versand	Eisbeutel