

Anti-Villin Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P09327

Artikelnummer: CM0004774



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Villin-1 für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA.

Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte, geeignet für die Untersuchung des Aktin-Zytoskeletts im Darm- und Nierenepithel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Villin Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	VIL; D2S1471; Villin
Spezies	Mensch
Gen-ID	7429
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-827 des humanen Villin1 (NP_009058.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09327
Proteingewicht	93 kDa
Versand	Eisbeutel