

Anti-Villin1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P09327

Artikelnummer: CM0003177



Einführung

Monoklonaler Antikörper gegen Villin1 (VIL; D2S1471), validiert für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Funktion von Aktin-bindenden Proteinen, der Bildung von Mikrovilli und der Epithelzellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Villin1 Maus mAb
Bemerkungen/Alias	VIL; D2S1471; Villin1
Spezies	Mensch
GenID	7429
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem Villin1
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09327
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eisbeutel