


Anti-Vimentin (Phospho-S83) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P08670

Artikelnummer: CM0001012



Einführung

Phospho-spezifischer, polyklonaler Kaninchenantikörper gegen Vimentin an S83, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Forschung an mesenchymalen Zellen, dem Zytoskelett und Migration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Vimentin-S83 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VIM; CTRCT30; HEL113; Vimentin; Phospho-Vimentin-S83
Spezies	Human
GeneID (Human)	7431
GeneID	7431
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S83 von humanem VIM (NP_003371.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08670
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel