


Anti-Vimentin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08670

Artikelnummer: CM0030107



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes, murines und rattus Vimentin, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt das 54kDa Intermediärfilamentprotein, das an Zellmigration, struktureller Unterstützung und Gewebeintegrität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Vimentin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CTRCT30; HEL113; Vimentin; VIM; vimentin
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7431
Gen-ID	7431
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von humanem Vimentin (NP_003371.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08670
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel