


Anti-Vimentin Kaninchen-Monoklonaler Antikörper [Kd-Validiert] Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08670

Artikelnummer: CM0003625



Einführung

KD-validierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen Vimentin, geeignet für Western Blot, Immunpräzipitation, Immunfluoreszenz und Immunhistochemie. Reagiert mit humanem, murinem und Rattus-Vimentin. Immunogen-Peptid aus Aminosäuren 367-466 von humanem Vimentin.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] Vimentin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CTRCT30, HEL113, Vimentin, VIM, vimentin, in
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7431
Gen-ID	7431
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 367-466 von humanem Vimentin (P08670) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08670
Protein-Gewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel