


Anti-Vinculin [Kd-Validiert] Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P18206

Artikelnummer: CM0009122



Einführung

Monoklonaler Anti-Vinculin-Kaninchen-Antikörper für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt Vinculin aus Mensch, Maus und Ratte. KD-validiert; geeignet für die Forschung zu Zelladhäsion und fokalen Adhäsionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] Vinculin-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7414
GeneID	7414
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-258 des menschlichen Vinculins (NP_054706.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18206
Proteingewicht	124 kDa
Versand	Kühlakku