


Anti-Vinculin Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P18206

Artikelnummer: CM0011431



Einführung

Anti-Vinculin Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem Vinculin (Swiss-Prot: P18206). Ideal für die Untersuchung von Zelladhäsion, Fokaladhäsionen und Zytoskelettdynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Vinculin Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; Vinculin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7414
Gen-ID	7414
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 800-900 von menschlichem Vinculin (NP_054706.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18206
Proteingewicht	124kDa
Versand	Eisbeutel