


Anti-Vinculin Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P18206

Artikelnummer: CM0007505



Einführung

Anti-Vinculin Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-Vinculin (P18206). Ideal für die Erforschung von Zelladhäsion, Fokaladhäsion und dem Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Vinculin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; Vinculin
Spezies	Human
GeneID (Human)	7414
GeneID	7414
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P18206
Proteingewicht	124kDa
Versand	Eistasche