


Anti-Vinculin Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P18206

Artikelnummer: CM0021172



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-Vinculin-Kaninchen-Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Spezifisch für humanes, Maus- und Ratten-Vinculin (P18206). Ideal für die Forschung an Zelladhäsion und Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Vinculin Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114
Spezies	Human
GeneID (human)	7414
GeneID	7414
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-258 des humanen Vinculins entspricht (NP_054706.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P18206
Proteingewicht	124 kDa
Versand	Eisbeutel