

Anti-Vipas39 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H9C1

Artikelnummer: CM0027338

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes VIPAS39 (SPE39, VIPAR). Geeignet für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Nützlich für die Untersuchung von endosomalem Transport und epithelialer Polarität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VIPAS39 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SPE39; VIPAR; SPE-39; VPS16B; hSPE-39; C14orf133; VIPAS39
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	63894
GenID	63894
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-220 des humanen VIPAS39 (NP_071350.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H9C1
Proteinmasse	57 kDa
Versand	Eisbeutel