


Anti-Vipr1 Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - P32241

Artikelnummer: CM0014721



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen VIPR1 (VPAC1-Rezeptor) für Western Blot und ELISA. Zielt auf menschliches VIPR1, einen G-Protein-gekoppelten Rezeptor, aktiviert durch VIP und PACAP. Immunogen: Aminosäuren 31-150.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VIPR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	II; HVR1; RDC1; V1RG; VIPR; VIRG; VAPC1; VPAC1; VPAC1R; VIP-R-1; VPCAP1R; PACAP-R2; PACAP-R-2; VIPR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7433
GenID	7433
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 31-150 des menschlichen VIPR1 (NP_004615.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32241
Proteinmasse	52kDa
Versand	Eisbeutel