

Anti-Virma/Kiaa1429 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper (Kd-Validiert) Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q69Yn4

Artikelnummer: CM0009364



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes VIRMA/KIAA1429, KD-validiert. Geeignet für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ziel für Forschung zur m6A-RNA-Methylierung und RNA-Prozessierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] VIRMA/KIAA1429 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MSTP054; fSAP121; KIAA1429
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	25962
Gen-ID	25962
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 221-320 von humanem VIRMA/KIAA1429 (NP_056311.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q69YN4
Proteingewicht	202 kDa
Versand	Eisbeutel