

Kaninchen-Poliklonaler Anti-Vista/B7-H5/GI24 Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H7M9

Artikelnummer: CM0020833



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes VISTA (B7-H5/GI24/PD-1H), einen negativen Immun-Checkpoint-Rezeptor. Geeignet für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Ratten. Unterstützt die Entwicklung von Immunonkologie- und diagnostischen Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VISTA / B7-H5 / GI24 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VSIR; B7-H5; B7H5; C10orf54; DD1alpha; GI24; PD-1H; PP2135; SISP1; VISTA; V-Set immunoregulatorischer Rezeptor; VISTA / B7-H5 / GI24
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64115
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 33-194 von humanem VISTA / B7-H5 / GI24 (NP_071436.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9H7M9
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel