


Anti-Vitamin-D-Bindendes Protein Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P02774

Artikelnummer: CM0003669



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Vitamin-D-bindendes Protein (DBP, GC, GcMAF). Geeignet für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für die Forschung zu Vitamin-D-Transport, Aktinbeseitigung und Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Vitamin-D-bindendes Protein Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	DBP; VDB; GRD3; VDBG; VDBP; GcMAF; DBP/GC; Gc-MAF; DBP-maf; HEL-S-51; Vitamin D Binding protein
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2638
GeneID	2638
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 305-474 des humanen Vitamin-D-bindenden Proteins (NP_000574.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02774
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel