


Anti-Vitamin-D-Bindungsprotein Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P02774

Artikelnummer: CM0028263



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen menschliches Vitamin-D-Bindungsprotein (DBP/Gc). Validiert für WB und ELISA, reagiert mit menschlichem und murinem DBP. Geeignet für Studien zum Vitamin-D-Transport und zur Immunfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Vitamin D Binding protein Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	DBP; VDB; GRD3; VDBG; VDBP; GcMAF; DBP/GC; Gc-MAF; DBP-maf; HEL-S-51; Vitamin D Binding protein
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2638
Gen-ID	2638
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 324-493 des menschlichen Vitamin-D-Bindungsproteins enthält (NP_001191236.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P02774
Proteinmasse	53kDa
Versand	Eispackung