

Anti-Vitronectin (S-Protein, V75) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04004

Artikelnummer: CM0011606



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches Vitronectin (S-Protein, V75) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA. Ideal zur Untersuchung von Zelladhäsion, Komplementhemmung und Biologie der extrazellulären Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Vitronectin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	VN; V75; VNT; Vitronectin
Spezies	Mensch
GenID	7448
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 379-478 von menschlichem Vitronectin (P04004) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04004
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel