

Anti-Vnn1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O95497

Artikelnummer: CM0028438



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes VNN1 (Pantetheinase), geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Nützlich für die Erforschung des Pantotheinsäure-Recyclings und entzündlicher Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VNN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HDLCQ8; Tiff66; VNN1
Spezies	Human
GeneID (human)	8876
GeneID	8876
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 300-415 von humanem VNN1 (NP_004657.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O95497
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel