


Anti-Von-Willebrand-Faktor (Vwf) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - P04275

Artikelnummer: CM0003056



Einführung

Dieser kaninchen monoklonale Antikörper gegen den menschlichen von-Willebrand-Faktor (VWF) ist für Western Blot und ELISA validiert und reagiert mit Maus-VWF kreuzreaktiv. Entwickelt für die Hämostaseforschung zielt er auf das VWF-Protein ab, das an der Plättchenadhäsion und der Stabilisierung von Gerinnungsfaktor VIII beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	von Willebrand factor (VWF) Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	VWD; F8VWF; von Willebrand factor (VWF)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7450
GenID	7450
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P04275
Proteinmasse	309 kDa
Versand	Eisbeutel