


Anti-Von-Willebrand-Faktor (Vwf) Kaninchen-Polyclonalantikörper Für Wb/Ihc-P/Elisa - P04275

Artikelnummer: CM0013555



Einführung

Kaninchen-Polyclonalantikörper gegen den menschlichen von-Willebrand-Faktor (VWF), Immunogen Aminosäuren 2645-2813. Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Geeignet für die Hämostaseforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	von Willebrand factor (VWF) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	VWD; F8VWF; von Willebrand factor (VWF)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7450
GenID	7450
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 2645-2813 des menschlichen von-Willebrand-Faktors (VWF) (NP_000543.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04275
Proteingewicht	309 kDa
Versand	Eisbeutel