

Anti-Vprbp-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y4B6

Artikelnummer: CM0020493



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes VPRBP (DCAF1), einen Substratrezeptor der CUL4A-RBX1-DDB1-E3-Ligase. Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Geeignet für Untersuchungen zu Zellzyklus, Epigenetik und Wirt-Virus-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VPRBP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RIP; VPRBP
Spezies	Mensch
Gen-ID	9730
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1058-1396 des humanen VPRBP (NP_055518.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9Y4B6
Proteingewicht	118 kDa/168 kDa/169 kDa
Versand	Kühlakku