

Anti-Vps11 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H270

Artikelnummer: CM0003904

Einführung

VPS11 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches und murines VPS11, eine Kernkomponente der HOPS/CORVET-Komplexe im endosomalen Transport und Autophagie. Ideal für IVD-Forschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VPS11 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	END1, PEP5, HLD12, RNF108, hVPS11, DYT32, VPS11
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55823
Gen-ID	55823
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem VPS11 (Q9H270) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H270
Proteinmasse	108 kDa
Versand	Eisbeutel