

Anti-Vps13A-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96RI7

Artikelnummer: CM0019986

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes VPS13A (Chorein) gerichtet ist, ein Lipidtransferprotein an Kontaktstellen von Organellen. Validiert für WB und ELISA in humanen Proben mit einem Molekulargewicht von 360 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VPS13A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CHAC; BLTP5A; CHOREIN; VPS13A
Spezies	Mensch
GenID	23230 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 350-600 von humanem VPS13A (NP_150648.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96RL7
Proteingewicht	360kDa
Versand	Eisbeutel