

Anti-Vps16 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H269

Artikelnummer: CM0020319



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen VPS16, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung des endosomalen Transports, der Autophagie und von lysosomalen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VPS16 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DYT30; hVPS16; VPS16
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64601
GenID	64601
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 540-839 von menschlichem VPS16 (NP_072097.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H269
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel