

Anti-Vps18 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9P253

Artikelnummer: CM0003210

Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper aus Kaninchen, der humanes VPS18 targetiert, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Erforschung von endosomalem Transport, Autophagie und lysosomaler Funktion. Artenreaktivität: Mensch.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VPS18 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	PEP3; VPS18
Art	Mensch
GenID (Mensch)	57617
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem VPS18 (Q9P253) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9P253
Proteinmasse	110 kDa
Versand	Eisbeutel