

Anti-Vps18 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9P253

Artikelnummer: CM0023508

Einführung

VPS18 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf vacuolar protein sorting-associated protein 18, eine HOPS/CORVET-Komponente im lysosomalen Transport. Ideal für Autophagie- und Endozytose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VPS18 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PEP3; VPS18
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57617
Gen-ID	57617
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid von menschlichem VPS18
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P253
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel