


## Anti-Vps24 Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q9Y3E7

Artikelnummer: CM0002997



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes VPS24 (CHMP3), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-VPS24 mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 25 kDa.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | VPS24 Kaninchen mAb                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | NEDF; VPS24; CGI-149                                                                                                   |
| Spezies           | Human                                                                                                                  |
| GeneID (Human)    | 51652                                                                                                                  |
| GeneID            | 51652                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 65-220 des humanen VPS24 (Q9Y3E7) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                              |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                     |
| SWISS             | Q9Y3E7                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 25 kDa                                                                                                                 |
| Versand           | Eistüte                                                                                                                |