

Anti-Vps25 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Brg1

Artikelnummer: CM0018127



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes VPS25 (ESCRT-II-Untereinheit), validiert in WB, IF/ICC, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der endosomalen Sortierung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
VPS25 Kaninchen-pAb	
Bemerkungen/Alias	DERP9; EAP20; FAP20; VPS25
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84313
GenID	84313
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-176 von humanem VPS25 (NP_115729.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BRG1
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel