


Anti-Vps26A Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75436

Artikelnummer: CM0015666



Einführung

VPS26A Kaninchen-polyclonales Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-VPS26A, eine zentrale Retromer-Komponente für endosomale Cargo-Sortierung und -Recycling.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VPS26A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HB58; PEP8A; VPS26; Hbeta58; VPS26A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9559
Gen-ID	9559
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 256-327 des humanen VPS26A (NP_004887.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75436
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel