


Anti-Vps28 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uk41

Artikelnummer: CM0027422



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes VPS28, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunocytochemie und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum ESCRT-I-Komplex und vesikulären Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	VPS28 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VPS28
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51160
GenID	51160
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-221 des humanen VPS28 (NP_057292.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UK41
Proteinmasse	25 kDa
Versand	Eisbeutel