


Anti-Vps28 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uk41

Artikelnummer: CM0003742



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Anti-VPS28-Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines, Ratten-VPS28. Ideal für die Untersuchung des ESCRT-I-Komplexes im endosomalen Trafficking.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VPS28 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	VPS28; ESCRT-I-Untereinheit
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51160
GenID	51160
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 122-221 von humanem VPS28 (Q9UK41) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UK41
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel