

Anti-Vps29-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubq0

Artikelnummer: CM0015670



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches VPS29 (SWISS: Q9UBQ0) gerichtet ist, für Anwendungen in WB, IF/ICC, ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Beteiligt an endosomalem Recycling und dem Retromer-Komplex. Ideal für die Untersuchung von Retromer- und Retriever-Komplexen, Cargo-Sorting und Transzytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VPS29 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DC7; DC15; PEP11; VPS29
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51699
GenID	51699
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-186 von menschlichem VPS29 (NP_476528.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBQ0
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel