

Anti-Vps33B Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H267

Artikelnummer: CM0028872

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes VPS33B, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Nützlich für die Untersuchung des endosomalen Transports und der Zellpolarität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VPS33B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KDIDAR; PFIC12; VPS33B
Spezies	Human
GeneID (Human)	26276
GeneID	26276
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 348-617 von humanem VPS33B (NP_061138.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9H267
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eistasche