


Anti-Vps35 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Qk1

Artikelnummer: CM0012788



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes VPS35, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, Maus- und Ratten-VPS35. Geeignet für die Erforschung des Retromer-Komplexes und des endosomalen Sortierens.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VPS35 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MEM3; PARK17; VPS35
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	55737
GeneID	55737
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 100-200 von humanem VPS35 (Q96QK1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96QK1
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel