


Anti-Vps35 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Qk1

Artikelnummer: CM0027992



Einführung

Anti-VPS35 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches und murines VPS35 (92 kDa, UniProt Q96QK1). Eine Kernuntereinheit des Retromer-Komplexes, essentiell für die endosomale Cargo-Sortierung und mit Parkinson-Krankheit assoziiert. Geeignet für die Erforschung des intrazellulären Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VPS35 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEM3, PARK17, VPS35
Spezies	Mensch
Gen-ID	55737
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-250 von humanem VPS35 (NP_060676.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96QK1
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel