


Anti-Vps37A Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nez2

Artikelnummer: CM0025488



Einführung

VPS37A Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten VPS37A, einer Untereinheit des ESCRT-I-Komplexes, die am endosomalen Sortieren beteiligt und mit Leberkrebs assoziiert ist. Ideal für Erforschung von Transportwegen und Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	VPS37A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HCRP1; PQBP2; SPG53; VPS37A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	137492
Gen-ID	137492
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 224-397 von humanem VPS37A (NP_689628.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8NEZ2
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel