


Anti-Vps37B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H9H4

Artikelnummer: CM0018888



Einführung

Hochwertiger, kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes VPS37B, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung des ESCRT-I-Komplexes und des endosomalen Sortierens.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	VPS37B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VPS37B
Spezies	Human
GeneID (human)	79720
GeneID	79720
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 60-170 von humanem VPS37B (NP_078943.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H9H4
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eistüte