


Anti-Vps39-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Jc1

Artikelnummer: CM0018356



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes VPS39. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Vesikeltransport, zur Autophagie und zur TGF-Beta-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	VPS39-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TLP; VAM6; hVam6p; VPS39
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23339
GeneID	23339
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 606-875 des humanen VPS39 (NP_056104.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96JC1
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Kühlakku