

Anti-Vps4A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Un37

Artikelnummer: CM0025188



Einführung

VPS4A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (pAb), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-VPS4A. Ideal für die Erforschung des endosomalen Transports, der Zytokinese und des viralen Budding.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VPS4A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SKD1, SKD2, VPS4, SKD1A, CIMDAG, VPS4-1, VPS4A
Spezies	Human
GeneID (human)	27183
GeneID	27183
Immunogen	Synthetisches Peptid / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-120 des humanen VPS4A (NP_037377.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UN37
Protein-Gewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel