

Anti-Vsig1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Xk7

Artikelnummer: CM0014210

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes VSIG1/GPA34, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen von Krebs- und gastrointestinalem Gewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VSIG1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GPA34; dj889N15.1; 1700062D20Rik; VSIG1
Art	Mensch
GeneID	340547
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 50-230 des humanen VSIG1 (NP_872413.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86XK7
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku