

Anti-Vsnl1/Vilip-1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P62760

Artikelnummer: CM0006468

Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes VSNL1/VILIP-1 (Visinin-ähnliches Protein 1), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von calciumabhängiger Signalübertragung, Neurodegeneration und Alzheimer-Biomarkern.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	VSNL1/VILIP-1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	HLP3, VILIP, HPCAL3, HUVISL1, VILIP-1, VSNL1/VILIP-1
Spezies	Mensch
Gen-ID	7447
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 2-191 von humanem VSNL1/VILIP-1 (NP_003376.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62760
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel