

Anti-Vsnl1/Vilip-1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62760

Artikelnummer: CM0007595

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes VSNL1/VILIP-1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Erkennt ein Band bei 22 kDa. Nützlich in der Neurowissenschaft und Alzheimer-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VSNL1/VILIP-1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HLP3; VILIP; HPCAL3; HUVISL1; VILIP-1; VSNL1/VILIP-1
Spezies	Human
GeneID	7447
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 2-191 von humanem VSNL1/VILIP-1 enthält (NP_003376.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P62760
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel